



模擬排水標準物質 全窒素・全りん分析用

NEW!

JEMCA 0003-5、JEMCA 0003-6

特 徴

- 本標準物質は、水中の全窒素及び全りんに値付けした標準物質です。
- 吸光光度法や流れ分析法などを用いた排水及び環境水分析の精度管理にご使用いただけます。
- 2本1組で頒布いたしますので、試験所内のばらつきの確認が可能です。
- 試験所の内部精度管理及び技能試験結果のフォローアップなどに活用することで、各試験所における環境分析分野の技能・技術力向上にお役立ていただけます。
- 分析試料と本標準物質とを併行して分析することで、用いた分析方法と分析値の妥当性をご確認いただけます。
- 試料1組(2本)を頒布しますので、貴社における試験所内のばらつきを確認いただけます。

◎本標準物質は、技能試験試料調製技術を活用して作製いたしました。

◎ご購入いただきました日環協正会員様の会社名を当協会 Web サイトに公表いたします。技能試験同様、精度管理に熱心に取り組んでいる企業様を応援いたします！

製品番号 JEMCA 0003-5、JEMCA 0003-6
 標準物質名称 模擬排水標準物質 全窒素・全りん分析用
 形状・内容量 液体・ポリエチレン瓶
 500 mL 2本1組

成分及び特性値

| 成分 | 製品番号 | |
|-----|--------------|--------------|
| | JEMCA 0003-5 | JEMCA 0003-6 |
| | (mg/L) | (mg/L) |
| 全窒素 | 0.82 | 0.91 |
| 全りん | 0.110 | 0.100 |

特性値は、当協会実施の技能試験で得られた付与値を採用しております。本標準物質配付時に特性値証明書及び技能試験報告書を同封いたします。



頒布価格

| 区 分 | 税 込 価 格 (送料込) |
|-------------------|---------------|
| 一 般 | 15,400円/組 |
| (一社)日本環境測定分析協会正会員 | 12,320円/組 |

振込手数料はご負担願います。

【購入申込み・問合せはこちらまで】

購入申込み先

◆「(一社)日本環境測定分析協会標準物質申込書」にてお申し込み下さい◆

西進商事 株式会社 東京支店

〒105-0012 東京都港区芝大門 2-12-7 RBM 芝パークビル

TEL: 03-3459-7491 FAX: 03-3459-7499 Email: info@seishin-syoji.co.jp

技術的な問合せ先

(一社)日本環境測定分析協会 標準物質委員会事務局

〒134-0084 東京都江戸川区東葛西 2-3-4 JEMCA ビル

TEL: 03-3878-2811 FAX: 03-3878-2639 Email: info@jemca.or.jp

陰イオン分析用、金属成分分析用等の標準物質(RM)も頒布中です。
詳しくは、当協会ウェブサイトの「標準物質頒布」ページをご覧ください。

URL: <https://www.jemca.or.jp/>



