

<SELF> 第152回全りん 分析値自己管理会配付試料について

配付試料

1. 目標調製濃度：全りん 0.5 mg/L
2. 共存物質 : 塩化物イオン 100 mg/L
3. 作業手順 :
 - ①りん酸二水素カリウム（特級）を 105℃で 2 時間乾燥後、デシケータ中で放冷。
 - ②上記①を 0.044 g を分取し、純水 200 mL に溶解。
 - ③塩化ナトリウム（特級）2 g を分取し、純水 200 mL に溶解。
 - ④大型容器に純水 19.6 L を入れ、上記②および③を全量加え攪拌。