

<SELF> 第166回フェノール類 分析値自己管理会配付試料について

配付試料

1. 目標調製濃度：フェノール類 14.5 mg/L  
(*o*-クレゾール, *m*-クレゾール, *p*-クレゾール：各 10 mg/L)
2. 共存物質 : なし
3. 作業手順 :
  - ① *o*-クレゾール, *m*-クレゾール, *p*-クレゾールをそれぞれ 0.16 g 分取し、約 1 L の純水に溶解。
  - ② 大型容器に純水を入れ、上記①を全量加えた後、軽く攪拌して全量 16 L に定容。