



模擬排水標準物質 ほう素,クロム,鉄,鉛分析用

JEMCA 0005-3、JEMCA 0005-4

特 徴

- ◇ 内部精度管理に活用することで、
環境分析分野の技能・技術力向上に役立つ。
- ◇ 試料と本標準物質を同時分析する事により、
選択した方法と値に妥当性が生まれる。



製品番号 JEMCA 0005-3、JEMCA 0005-4
 標準物質名称 模擬排水標準物質 ほう素,クロム,カドミウム,鉛分析用
 形状・内容量 液体・ポリエチレン瓶 500mL 2本1組

成分及び特性値

成分	製品番号	JEMCA 0005-3	JEMCA 0005-4
		(mg/L)	(mg/L)
ほう素 (B)		0.50	0.70
クロム (Cr)		0.30	0.20
カドミウム (Cd)		0.0031	0.0026
鉛 (Pb)		0.015	0.019

- ◎ 特性値は、当協会実施の技能試験で得られた付与値を採用しております。
- ◎ 本標準物質配付時に特性値証明書及び技能試験報告書を同封いたします。
- ◎ 本標準物質は、技能試験試料調製技術を活用して作製いたしました。

頒布価格

区 分	価 格 (消費税、送料込)
一 般	15,400 円/組
(一社)日本環境測定分析協会正会員	12,320 円/組

※振込手数料はご負担願います。

【購入申し込み・問い合わせはこちらまで】

購入申し込み先 ◆「(一社)日本環境測定分析協会標準物質申込書」にてお申し込み下さい◆
 西進商事 株式会社 東京支店
 〒105-0012 東京都港区芝大門 2-12-7 RBM 芝パークビル
 TEL : 03-3459-7491 FAX : 03-3459-7499 E-mail : info@seishin-syoji.co.jp

技術的問い合わせ先 (一社)日本環境測定分析協会 標準物質委員会事務局
 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西 2-3-4 JEMCA ビル
 TEL : 03-3878-2811 FAX : 03-3878-2639 E-mail : info@jemca.or.jp

陰イオン分析用、全窒素・全りん分析用等の標準物質 (RM) も頒布中です。
 詳しくは、当協会ウェブサイトの「標準物質頒布」ページをご覧ください。

URL : <https://www.jemca.or.jp/>



一般社団法人 日本環境測定分析協会 標準物質申込書

ご購入を希望の方は、下記にご記入の上、FAXして下さい。

折り返し請求書を添付して標準物質をお送りいたします。

事業所名（支店名）			
会員区分 （○で囲む）		日環協正会員* ・ 一般	
		※ 日環協正会員の方は、以下をご確認ください。 <input type="checkbox"/> 標準物質購入について、日環協 Web サイトへ会社名の公表を 控えたい場合は、左記の四角枠へチェックを入れてください。	
住 所		〒	都・道・府・県 （○で囲む）
連絡 担当者	氏 名		
	部署・所属		
	連 絡 先	TEL	FAX
		E-mail	
標準物質の名称 （製品番号）		模擬排水標準物質 ほう素,クロム,鉄,鉛分析用 (JEMCA 0005-3、JEMCA 0005-4)	
注 文 数		組	
標準物質 送付先	住 所	〒	（○で囲む） 都・道・府・県
	* 上記住所と 異なる場合の み記入	宛 名	
	TEL		

購入申し込み先

西進商事(株) 東京支店

〒105-0012 東京都港区芝大門 2-12-7 RBM 芝パークビル

TEL : 03-3459-7491 FAX : 03-3459-7499

E-mail : info@seishin-syoji.co.jp

URL : http://www.seishin-syoji.co.jp/

技術的問い合わせ先

(一社)日本環境測定分析協会 標準物質委員会事務局

〒134-0084 東京都江戸川区東葛西 2-3-4 JEMCA ビル

TEL : 03-3878-2811 FAX : 03-3878-2639

E-mail : info@jemca.or.jp

URL : https://www.jemca.or.jp/