

<SELF> 第169回1,4-ジオキサン 分析値自己管理会配付試料について

配付試料

1. 目標調製濃度：1,4-ジオキサン 1 mg/L
2. 共存物質 : カルシウム(Ca) 20 mol/L
3. 作業手順 :
 - ①硝酸カルシウム四水和物：1.9 g を純水 1 L に溶解。
 - ②984 mL の純水に 1,4-ジオキサン標準液（1.0 mg/mL） 16 mL を添加して静かに混合。
 - ③大型容器に純水 14 L を入れ、上記①および②を全量加え攪拌。