

<SELF> 第170回硫酸イオン 分析値自己管理会配付試料について

配付試料

1. 目標調製濃度：硫酸イオン(SO_4^{2-}) 100 mg/L
2. 共存物質 : 塩化物イオン(Cl^-) 100 mg/L
3. 作業手順 :
 - ①硫酸カリウム 2.904 g および塩化ナトリウム 2.64 g を純水で溶解し、1 L に定容。
 - ②大型容器に純水 15 L を入れ、上記①を全量加え攪拌。